



SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

Premium cleaning products

DESCRIPCIÓN: LÍQUIDO DESINFECTANTE GD (2%)

EDICIÓN : 02

CLAVE: FT 021

FECHA : FEBRERO 2026

FICHA TÉCNICA

▪ DESCRIPCIÓN:

El líquido desinfectante base Glutaraldehído está formulado para usarse en centros deportivos, clínicas de spa, clínicas de belleza, estéticas, uso doméstico y general. Posee propiedades bactericidas, fungicidas y virucidad con un amplio espectro de acción efectiva contra bacterias gram positivas y negativas, funguicida y virucida, por ello es uno de los desinfectantes más empleados, se puede emplear para la Sanitización de equipos, utilería, áreas de recepción, áreas comunes, áreas de entretenimiento, salones de fiesta, soluble en agua en cualquier proporción, estable por largos periodos de almacenamiento (>25°C).

Baja irritabilidad.

Amplio espectro de eliminación.

Limpia vidrio, plástico, metal y superficies pintadas.

El líquido desinfectante base glutaraldehído cubre el siguiente espectro adicional al covid-19.

Bacterias: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia Coli*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomona putida*, *Pseudomona fluorescens*, *Clostridium difficile*, *Vibrio cholerae*.

Hongos y Levaduras:

Candida Albicans, *Aspergillus niger*, *Penicillium commune*, *Candida tropicallis*.

Virus:

Adenovirus tipo 5

▪ USOS Y EMPLEO

Para espacios o superficies muy sucias se recomienda hacer una limpieza previa con jabón neutro. Aplique la solución de uso con un trapo-paño, esponja, atomizador manual o por inmersión, se debe humectar toda la superficie a desinfectar. Para aplicaciones con presión de aire (espreado), utilice un atomizador de brisa media a fina. Atomice a una distancia de 15—20 cm. de la superficie. Frote o disperse con una esponja o paño. No respire la brisa atomizada. Si este proceso se realiza por este método se debe proteger y remover todos aquellos accesorios que se puedan dañar al igual que materias primas y productos. Aplique directamente sobre la superficie a desinfectar.

Las superficies o áreas tratadas deben permanecer húmedas a sequedad. Seque si existieran residuos con un paño o esponja limpios, o permita que seque al aire.

Enjuague las superficies de contacto con alimentos tales como tapas, mesas y otras superficies con agua potable antes de usarlas nuevamente.



Campanillas No 294
Villa de las Flores, Coacalco de Berriozabal, Estado de México.
TEL: 55 5879 7173; 55 5898 6327



SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

Premium cleaning products

DESCRIPCIÓN: LÍQUIDO DESINFECTANTE GD (2%)

EDICIÓN : 02

CLAVE: FT 021

FECHA : FEBRERO 2026

FICHA TÉCNICA

Aroma Neutro: Lugares donde no se requiera ningún olor que interfiera.
Se maneja la línea con fragancia, dulce o cítrico (presentaciones aromatizadas).

▪ PRECAUCIONES

Únicamente para uso externo. Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lavar con abundante agua por 5 minutos, en caso de presentar sensibilidad a cualquier de estos compuestos suspenda inmediatamente su uso, si las molestias persisten consulte a su médico.

▪ PRESENTACIÓN

Presentación: Porrón de 20 litros, Galón, 1 lt, 500 ml y 1 Galón.

Aromas: Neutro, Dulce y Críticos.

▪ INGREDIENTES

Agua, Sistema de Tensoactivos, Glutaraldehído, Emulsificador, fragancia.

▪ PROPIEDADES FÍSICA Y QUÍMICAS

PROPIEDADES QUÍMICAS

pH:	6-8
Biodegradabilidad:	100%
Toxicidad:	0
Inflamabilidad:	No Flamable
Estabilidad:	24 meses
Reacción química:	Ninguna

PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto:	Líquido cristalino
Aromas:	Neutro, Dulce y Críticos.
Color:	Ámbar , Azul
Densidad:	0.99-1.01 g/ml